


Boyunluk



- ✓ 12 Farklı Kademe
- ✓ Eşsiz Kademe Sabitleme
- ✓ X-Ray & MRI Uyumlu PE Materyal

- ✓ Otomatik Çene Ayarı
- ✓ Düz Depolama İmkânı



PEDİATRİK TİP **BOYUNLUK**




Ürün Sayfası

Nakliye, rutin hasta bakımı veya hareket sırasında servikal omurgayı nötr konumda tutan, tek parça sert servikal immobilizasyon cihazıdır.



- ✓ 16 Farklı Kademe
- ✓ Eşsiz Kademe Sabitleme
- ✓ X-Ray & MRI Uyumlu PE Materyal

- ✓ Otomatik Çene Ayarı
- ✓ Düz Depolama İmkânı



YETİŞKİN TİP **BOYUNLUK**



Ürün Sayfası

Nakliye, rutin hasta bakımı veya hareket sırasında servikal omurgayı nötr konumda tutan, tek parça sert servikal immobilizasyon cihazıdır.