



SLEEPTIME+ BPAP/ST-30



Ürün Sayfası

Hastaya sürekli ve sabit olarak hava basıncı uygulayarak uyku sırasında kapanan üst hava yollarını açık tutar.

- 

Büyük LCD Ekran
Geniş LCD ekranı sayesinde tüm parametreler tek ekrandan takip edilebilir.
- 

SD Kart Destekli
Tüm veriler SD kartta saklanır ve istenilen dönemler için kolay raporlama sağlanır.
- 

Ücretsiz Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
Site üzerinden kullanıcı arayüzü ücretsiz olarak temin edilebilir.
- 

Otomatik Başlat/Durdur Fonksiyonu
Nefese duyarlı sensörü sayesinde otomatik Başlat/Durdur yapılabilir.
- 

RESlex Basınç Ayarı
Hastanın sabit basıncı değiştiğinde, cihaz otomatik olarak algılayarak doğru basınçları verip hasta uyumunu artırır.

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	BPAP S	BPAP-ST
Çalışma Modu	CPAP/BPAP S	CPAP/BPAP S / BPAP-ST
Otomatik Basınç		Yok
RESlex		Var
İrtifa Adaptasyonu		Var
Ti Kontrol		Var
Çalışma Basınç (hPa) Aralığı	4-25	4-25 / 4-30
Maks. Akış		≤ 40
SD Kart Belleği		4 gb
Gürültü Seviyesi		< 30dB
Maks. Hava Sıcaklığı		< 43°C
Ebatları		140×190×115mm 280×190×130mm
Ağırlığı		2.5 kg (Nemlendirici Dahil)
AC Güç Tüketimi		100 – 240 V AC 50/60 Hz, 3.0 A Maksimum
Elektrik Çarpma Koruması Tipi		CLASS II
Standart Uygunluk		IEC 60601-1 ISO 17510
Stok Kodu	N1221004	N1221006