



# YUWELL BREATHCARE NEW



Ürün Sayfası

## CPAP/AUTO CPAP

### ● Yüksek Performanslı Motor

Sessiz DC fırçasız motor, 0.2 saniyelik hızlı tepki, 20.000 saat servis ömrü sunar.

### ● Kayıpsız Hava Kanalı Tasarımı

Hava akış sinyallerini doğru şekilde görüntülerken gürültüyü de azaltır.

### ● Patentli Mikro Laminar Hava Akış Kanalı

Dünyanın en gelişmiş basınç ve akış sensörlerini kullanır. Basınç ve akış değişikliklerini hassas bir şekilde toplar, gerçek zamanlı kontrol sağlar.

### ● Kullanışlı İşlem Tuşları

Tüm işlemleri iki tuşun basit kombinasyonlarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

### ● Anlaşılır Tedavi Bilgisi

Tek adımla 3,5 inçlik ekranda tüm tedavi bilgilerini görüntüleyin.

### ● Yepyeni Tasarımlı Nemlendirme Tankı

Optimize edilmiş nemlendirme tankı tasarımıyla suyun ters akımına daha rahat engel olunuyor.

### Yuwell BreathCare PAP New / Ürün Parametreleri

Özellik	BreathCare PAP II	
Resim		
Renk	Beyaz	Beyaz
Model	YH-550	YH-350
Mod	CPAP, Auto CPAP	CPAP
Basınç	4-20cmH2O	4-20cmH2O
Etkin Nemlendirici	●	●
Akıllı Start/Stop	●	●
FPS-Tech	●	●
Kaçak Hatırlatıcı	●	●
İrtifa Ayarı	●	●
Kaçak Telafisi	●	●
Veri Yönetimi	●	●
Brüt A. / Net A.	2,9kg/1,5kg	
Ambalaj	1 SET/KT 41,5x30x16cm	