






 Opsiyonel stand

NEBTIME CN03



Ürün Sayfası

Bu kompakt cihaz, doktor tavsiyesi ile verilen ilacı verimli bir şekilde hastaya vermek için dizayn edilmiştir.

- 
24 Saat Sürekli Kullanım
 Özellikle hastaneler için tasarlanmış olan ürün, hastane ortamında 24 saat ardışık kullanıma uygundur.
- 
6 Bara Kadar Çıkış Basıncı
 Yüksek basınç ihtiyacı duyan hastalar için ayarlanabilir düşmesi sayesinde 6 bara kadar basınç sağlar.
- 
Aynı Anda 3 Hastaya İlaç Aktarımı
 İhtiyaç duyulması halinde, özel tasarlanmış aparatı ile 1 cihaz, 3 hasta için basınç kaybı olmadan kullanılabilir.
- 
Düşük Maliyet
 1 cihaz 3 hasta kullanımına imkan sağladığı için, hasta başı cihaz maliyeti düşüktür.

Teknik Özellikler

Voltaj	230 VAC \pm %10, 50 Hz
Güç	100W
İlaç Kapasitesi	5 ml
Partikül Büyüklüğü	0,5 – 10 μ m
MMAD	4 μ m
Gürültü Düzeyi	< 60 dB
Maksimum İlaç Kapasitesi	13 ml (cc)
Ortalama Nebulizasyon Hızı	min 0,2 ml / min
Kompresör Basınç Aralığı	30 ~ 36 psi (maks.)/bar
Kullanım Basınç Aralığı	8 ~ 16 psi/bar
Litre Akış Aralığı	6 ~ 8 lpm
Kullanım Sıcaklığı Aralığı	10°C ~ 40°C
Kullanım Nem Aralığı	10 ~ 90 % RH
Stok Kodu	NB03B000
Garanti Süresi	2 YIL