



NEBTIME CN04



Ürün Sayfası

Bu kompakt cihaz, doktor tavsiyesi ile verilen ilacı verimli bir şekilde hastaya vermek için dizayn edilmiştir.



Kompakt Dizayn

Ergonomik tasarımı sayesinde kullanım ve saklama kolaylığı sağlar.



Reçeteli İlaç Aktarımı

Güçlü motoru sayesinde, reçete edilen ilacı dakikalar içerisinde hastaya sağlar.



Yağsız Pistonlu Pompa

Özel motoru bakım gerektirmez ve uzun yıllar boyunca kullanıma imkan sağlar.



Optimum Zaman Seçeneği

Reçete edilen dozun doğru sürede hastaya verilmesini sağlar.



Kolay Kullanım İçin Kulp

Gizli kulbu sayesinde, cihaz taşınırken taşıma kolaylığı sağlar.



Aksesuarlar İçin Saklama Alanı

Saklama alanı sayesinde, tüm sarf malzemelerin bir arada hijyenik olarak saklanmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Voltaj	230 VAC \pm %10, 50 Hz
Güç	100W
İlaç Kapasitesi	5 ml
Partikül Büyüklüğü	0,5 – 10 μ m
MMAD	4 μ m
Gürültü Düzeyi	< 60 dB
Maksimum İlaç Kapasitesi	13 ml (cc)
Ortalama Nebulizasyon Hızı	min 0,2 ml / min
Kompresör Basınç Aralığı	30 ~ 36 psi (maks.)/bar
Kullanım Basınç Aralığı	8 ~ 16 psi/bar
Litre Akış Aralığı	6 ~ 8 lpm
Kullanım Sıcaklığı Aralığı	10°C ~ 40°C
Kullanım Nem Aralığı	10 ~ 90 % RH
Cihaz Ölçüleri	29x16x10 cm
Cihaz Koli Ölçüleri	32x17x11 cm
Stok Kodu	NB04B000
Garanti Süresi	2 Yıl
Güç Tüketimi	0,70 A
Cihaz Ağırlığı	1,5 kg
Brüt Ağırlık	1,7 kg