



MIC CP 501-T



Ürün Sayfası

Oksijen Konsantratörü, %21 oranında oksijen ihtiva eden ortam havasını kullanarak, %93±3 saflığında oksijen üreten bir cihazdır.



Dijital Ekran

Dijital ekran sayesinde tüm bilgilere hızlı erişim imkanı sunarak alarm ve zamanlayıcıyla kontrolü kolaylaştırır.



Ergonomik Dizayn

Kolay kullanıma imkan sağlayan kulp ile tasarlanmış MIC CP 501-T, ergonomik bir deneyim sunar.



Hafiflik

Diğer oksijen konsantratörleri arasında sadece 14 kg ağırlığı ile bir adım öndedir.



Kilitlenebilir Tekerlekler

Taşınabilir olmasına ek olarak 4 adet kilitlenebilir tekerleği sayesinde ekstra güvenli kullanım sağlar.

Teknik Özellikler

Oksijen Akış Oranı	1~ 5l / dk
Oksijen Yoğunluğu	%93 ±3
Maksimum Çıkış Basıncı	8,5 PSI ±1
Voltaj	230 VAC ±%10, 50 Hz
Kullanım Sıcaklık Aralığı	10°C ~ 40°C
Kullanım Nem Aralığı	30 ~ 75 % RH
Ağırlık (Net/Brüt)	15,8 kg/18 KG
Gürültü Düzeyi	< 45 Db
Cihaz Ölçüleri	54x30x40 cm
Cihaz Koli Ölçüleri	59x36x46 cm
Stok Kodu	N1210045
Garanti Süresi	2 Yıl
Dijital Ekran	Var