



SLEEPTIME+ CPAP/AUTO CPAP



Ürün Sayfası

Hastaya sürekli ve sabit olarak hava basıncı uygulayarak uyku sırasında kapanan üst hava yollarını açık tutar.

- Büyük LCD Ekran**
Geniş LCD ekranı sayesinde tüm parametreler tek ekrandan takip edilebilir.
- SD Kart Destekli**
Tüm veriler SD kartta saklanır ve istenilen dönemler için kolay raporlama sağlanır.
- Ücretsiz Kullanıcı Arayüzü Tasarımı**
Site üzerinden kullanıcı arayüzü ücretsiz olarak temin edilebilir.
- Otomatik Başlat/Durdur Fonksiyonu**
Nefese duyarlı sensörü sayesinde otomatik Başlat/Durdur yapılabilir.
- RESlex Basınç Ayarı**
Hastanın sabit basıncı değiştiğinde, cihaz otomatik olarak algılayarak doğru basınçları verip hasta uyumunu artırır.

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	CPAP	AUTO CPAP
Çalışma Modu	CPAP	CPAP/AUTO
Otomatik Basınç	Yok	Var
RESlex		Var
İrtifa Adaptasyonu		Var
Çalışma Basınç (hPa) Aralığı		4-20
SD Kart Belleği		4 gb
Gürültü Seviyesi		< 30dB
Maks. Hava Sıcaklığı		< 43°C
Ebatları		140×190×115mm 280×190×130mm
Ağırlığı		2.5 kg (Nemlendirici Dahil)
AC Güç Tüketimi		100 – 240 V AC 50/60 Hz, 3.0 A Maksimum
Elektrik Çarpma Koruması Tipi		CLASS II
Standart Uygunluk		IEC 60601-1 ISO 17510
Stok Kodu	N1221001	N1221003