



HORTUMLAR



Ürün Sayfası

Üstün performans ve maksimum konfor sağlar. Daha hafif tasarımı ve etkili tedavisi ile size ve ailenize iyi bir gece uykusu sunar.

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	555	888	FLEX 5
Sterilizasyon Sıcaklığı	< 70°C	< 134°C (Otoklavlanabilir)	< 70°C
Hammadde	Hortum: Polyethylene Başlık: Elastomer	Hortum: Copolyeter Başlık: Silikon	Hortum: Copolyeter Başlık: Silikon
Çap	Hortum: 19mm Başlık: 22mm	Hortum: 19mm Başlık: 22mm	Hortum: 19mm Başlık: 22mm
Uzunluk	Standart 180 cm 0-300 mm Opsiyonel	Standart 180 cm 0-300 mm Opsiyonel	Standart 180 cm 0-300 mm Opsiyonel
Kullanım Alanları	Uyku Apnesi Uygulamaları	Anestezi Ultrasonik Nebulizatör Uyku Apnesi Uygulamaları	Uyku Apnesi Uygulamaları