



NEBTIME MN-01



Ürün Sayfası

Bu kompakt cihaz, doktor tavsiyesi ile verilen ilacı verimli bir şekilde hastaya vermek için dizayn edilmiştir.

- ✓ Kompakt yapısı sayesinde taşıma kolaylığı sunar.
- ✓ Tek tuşla kullanım imkanı sağlar.
- ✓ Hafif ve sessiz olması nedeni ile kimseye rahatsızlık vermez.
- ✓ USB kablo sayesinde evde, işte ve araçta kullanabilirsiniz.
- ✓ Kaliteli kristal sayesinde güçlü parçalama yaparak doğru tedaviyi sunar.
- ✓ Yetişkin ve pediatrik maskeleri ile her yaştaki hastalar için uygundur.

Teknik Özellikler

Model	Nebtime MN-01
Boyutlar	35x50x117 mm
Titreşim Frekansı	120MHz±%10
Nebulizasyon Oranı	>0.2ml/dk
Partikül Boyutu	MMAD 5µm±25%
İlaç Kapasitesi	Max. 8ml - Min. 0.5ml
İlaç Sıcaklığı	<41°C
Ses	<50dB
Güç Kaynağı	DC 3V (2*AA*Alkalin Pili) veya AC Adaptör (Giriş: 100-240V, 50/60Hz Çıkış: DC 3-5V, 1-2A) Lityum Pili Nominal Voltaj 3.7V-+%20 AC Adaptör (Giriş: 100-240V, 50/60Hz Çıkış: DC 3-5V, 1-2A)
Çalışma Sıcaklığı	Çevresel Sıcaklık 10°C ~ 40°C Bağıl Nem <80%R.H. Koagülasyonsuz Hava Basıncı 86.0 ~ 106.0 kPa
Saklama Sıcaklığı	Çevresel Sıcaklık -20°C ~ 55°C Bağıl Nem <80%R.H. Hava Basıncı 70.0 ~ 106.0 kPa