


**10L**

# HEALTHTIME OC10


**Ürün Sayfası**

Oksijen Konsantratörü, %21 oranında oksijen ihtiva eden ortam havasını kullanarak, %93±3 saflığında oksijen üreten bir cihazdır.

**15M**

### Benzersiz Hasta Ünitesi Tasarımı

15 metreye kadar uzatılan ünitesi ile herhangi bir basınç ve saflık kaybı yaşatmadan hasta konforunu artırır.



### Ergonomik Dizayn

Gizli kulp tasarımı ve yumuşak malzemeden üretilmiş tekerlekleri ile ergonomik kullanım imkanı sağlar.



### Hafiflik

Diğer oksijen konsantratörleri arasında sadece 14 kg ağırlığı ile bir adım öndedir.



### Ses Seviyesi

Benzersiz, uzatılabilen hasta ünitesinin de katkısıyla piyasadaki en düşük ses seviyesine sahiptir.



### Polikarbonat Dış Kasa

Diğer üreticilerden farklı olarak, zararlı gazları ve kötü kokuyu gidermek için polikarbonat kullanıyoruz.

### Teknik Özellikler

Oksijen Akış Oranı	1~ 10l / dk
Oksijen Yoğunluğu	%93 ±3
Maksimum Çıkış Basıncı	9 PSI ±1
Voltaj	230 VAC ±%10, 50 Hz
Akım	2,60 AMP ±%10 500W
Kullanım Sıcaklık Aralığı	10°C ~ 40°C
Kullanım Nem Aralığı	10 ~ 90 % RH
Ağırlık (Net/Brüt)	19 kg/22 KG
Gürültü Düzeyi	< 45 Db
Cihaz Ölçüleri	28x34x52 cm
Cihaz Koli Ölçüleri	38x50x61 cm
Stok Kodu	OC01B003
Garanti Süresi	2 Yıl
Dijital Ekran	Var
Güç Tüketimi	500W