



HEALTHTIME OC5



Ürün Sayfası

Oksijen Konsantratörü, %21 oranında oksijen ihtiva eden ortam havasını kullanarak, %93±3 saflığında oksijen üreten bir cihazdır.

- 15M** **Benzersiz Hasta Ünitesi Tasarımı**
15 metreye kadar uzatılan ünitesi ile herhangi bir basınç ve saflık kaybı yaşatmadan hasta konforunu artırır.
- Ergonomik Dizayn**
Gizli kulp tasarımı ve yumuşak malzemeden üretilmiş tekerlekleri ile ergonomik kullanım imkanı sağlar.
- Hafiflik**
Diğer oksijen konsantratörleri arasında sadece 14 kg ağırlığı ile bir adım öndedir.
- Ses Seviyesi**
Benzersiz, uzatılabilen hasta ünitesinin de katkısıyla piyasadaki en düşük ses seviyesine sahiptir.
- Polikarbonat Dış Kasa**
Diğer üreticilerden farklı olarak, zararlı gazları ve kötü kokuyu gidermek için polikarbonat kullanıyoruz.

Teknik Özellikler

Oksijen Akış Oranı	1~ 5l / dk
Oksijen Yoğunluğu	%93 ±3
Maksimum Çıkış Basıncı	8 PSI ±1
Voltaj	230 VAC ±%10, 50 Hz
Akım	1,40 AMP ±%10
Kullanım Sıcaklık Aralığı	10°C ~ 40°C
Kullanım Nem Aralığı	10 ~ 90 % RH
Ağırlık (Net/Brüt)	14 KG/18 kg
Gürültü Düzeyi	< 45 Db
Cihaz Ölçüleri	28x34x52 cm
Cihaz Koli Ölçüleri	38x50x61 cm
Stok Kodu	OC01B002
Garanti Süresi	2 Yıl
Dijital Ekran	Var
Güç Tüketimi	370W