



LIFETIME PULSE OKSİMETRE



Ürün Sayfası

Yetişkin hastaların fonksiyonel arteriyal oksijen doygunluğu (SpO2) ile pulse atım hızlarını ölçmek üzere tasarlanmıştır.

- ✓ Kolay Okunabilir Renkli OLED Ekran
- ✓ Perfüzyon İndeksi Göstergesi
- ✓ SP02, PR İçin Çubuk ve Dalga Grafiği
- ✓ Otomatik Kapanma Özelliği
- ✓ 2 Adet AAA Pil ile Çalışır
- ✓ Koruyucu Silikon Kap

Teknik Özellikler

SpO2 Pletismografi	Var
SpO2 Okuma	Var
Puls Atım Hızı Okuma	Var
Pil Seviyesi Göstergesi	Var
Puls Yoğunluğu Göstergesi	Var
Ekran Parlaklığı Ayarı	Var
SpO2 Ölçüm Aralığı	%0~100
PR Ölçüm Aralığı	25~250 atım
Veri Güncelleme Süresi	< 13 sn