



# OXYTIME Q5



Ürün Sayfası

Oksijen Konsantratorü, %21 oranında oksijen ihtiva eden ortam havasını kullanarak, %93±3 saflığında oksijen üreten bir cihazdır.



## Dijital Ekran

Dijital ekran sayesinde tüm bilgilere hızlı erişim imkanı sunarak alarm ve zamanlayıcıyla kontrolü kolaylaştırır.



## Ergonomik Dizayn

Kolay kullanıma imkan sağlayan kulp ile tasarlanmış Oxytime Q5, ergonomik bir deneyim sunar.



## Hafiflik

Diğer oksijen konsantratorleri arasında sadece 14 kg ağırlığı ile bir adım öndedir.



## Kilitlenebilir Tekerlekler

Taşınabilir olmasına ek olarak 4 adet kilitlenebilir tekerleği sayesinde ekstra güvenli kullanım sağlar.

## Teknik Özellikler

Oksijen Akış Oranı	1~ 5l / dk
Oksijen Yoğunluğu	%93 ±3
Maksimum Çıkış Basıncı	8 PSI ±1
Voltaj	230 VAC ±%10, 50 Hz
Akım	1,60 AMP ±%10
Kullanım Sıcaklık Aralığı	10°C ~ 40°C
Kullanım Nem Aralığı	10 ~ 90 % RH
Ağırlık (Net/Brüt)	14 KG/16 kg
Gürültü Düzeyi	< 45 Db
Cihaz Ölçüleri	37x21x58 cm
Cihaz Koli Ölçüleri	45x36x65 cm
Stok Kodu	OC01B004
Garanti Süresi	2 Yıl
Dijital Ekran	Var
Güç Tüketimi	370W