



# LIFETIME QDC 300B



Ürün Sayfası

Değişken hücreli havalı yatak, uzun süreli yatalak hastalarda oluşabilecek yaraları önlemek adına kullanılması tavsiye edilen bir üründür.

- ✓ Boru yüksekliğinin 9,5 cm olması sayesinde konforlu bir tedavi imkanı.
- ✓ 140 kg taşıma kapasitesi sayesinde ağır hastalar için de uygundur.
- ✓ Standart paketinde yedek boru bulunması sayesinde arızalanan boru değiştirilebilir.
- ✓ Sessiz çalışan motor sayesinde hasta rahatsızlık duymadan tedavisi devam eder.
- ✓ Kancalar sayesinde motor yatak ucuna asılarak yer kaplaması engellenmiş olur.
- ✓ Döngüsel çevirim süresi sayesinde ardışık şişme ile hastanın temas noktaları değişmesi sağlanarak yatak yaraları oluşumu engellenir.

## Teknik Özellikler (Yatak)

Ebat	200x86x9.5 cm
Hücre Yüksekliği	9.5 cm
Hücre ve Taban Malzemesi	Naylon+PVC
Hücre Sayısı	20 + 1
Taşıma Kapasitesi	140 kg

## Teknik Özellikler (Motor)

Elektrik	AC 110V/220V, 50Hz/60Hz
Basınç Aralığı	40-100 mmHg
Hava Çıkışı	6-7 lt/dk
Ebat	25x12x10 cm
Sertifika	TÜV-CE IEC / EN60601-1 / 60601-1-2
Garanti	2 yıl