



LIFETIME QDC 303



Ürün Sayfası

Değişken hücreli havali yatak, uzun süreli yatalak hastalarda oluşabilecek yaraları önlemek adına kullanılması tavsiye edilen bir üründür.

- ✓ Biyo-Uyumluluk
- ✓ Alev Dayanımlı
- ✓ Suya Dayanımlı
- ✓ Buhar Geçirgen

Teknik Özellikler (Yatak)

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ebat | 200x90x7 cm |
| Hücre Yüksekliği | 7 cm |
| Hücre ve Taban Malzemesi | PVC |
| Malzeme Kalınlığı | 0,35 mm |
| Hücre Sayısı | 130 |
| Taşıma Kapasitesi | 135 kg |

Teknik Özellikler (Motor)

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Elektrik | AC 110V/220V, 50Hz/60Hz |
| Basınç Aralığı | 40-100 mmHg |
| Hava Çıkışı | 8 lt/dk |
| Ebat | 27x14x10 cm |
| Sertifika | TÜV-CE IEC / EN60601-1 / 60601-1-2 |

