



## LIFETIME QDC 500-CPR



Ürün Sayfası

Değişken hücreli havalı yatak, uzun süreli yatalak hastalarda oluşabilecek yaraları önlemek adına kullanılması tavsiye edilen bir üründür.

- ✓ Biyo-Uyumluluk
- ✓ Aleve Dayanıklı
- ✓ Suya Dayanıklı
- ✓ Buhar Geçirgen



### Teknik Özellikler (Yatak)

Ebat	200x86x7,5 cm
Hücre Yüksekliği	7,5 cm
Hücre ve Taban Malzemesi	Naylon + PVC
Malzeme Kalınlığı	0,36 mm
Hücre Sayısı	24+1
Taşıma Kapasitesi	135 kg
Delikli Hücre Sayısı	8
CPR-Acil Tahliye	VAR

### Teknik Özellikler (Motor)

Elektrik	AC 110V/220V, 50Hz/60Hz
Basınç Aralığı	55-120 mmHg
Hava Çıkışı	8 lt/dk
Çevrim Süresi	12 dk
Ebat	27x14x10 cm
Sertifika	TÜV-CE IEC / EN60601-1/ 60601-1-2