


**20-30
LPM**

LIFETIME SA01PB/SA02PB


Ürün Sayfası

Ambulanslar, acil servisler, muayene salonları, yataklı hasta servisleri, poliklinik ve evde bakım uygulamalarında kullanım için idealdir.



Analog Ekran

Analog ekran ayarlanan basıncı hassas vakummetre ile en doğru şekilde takip etme imkanı sağlar.



Ayar Düğmesi

Hassas ayar düğmesi ile istenilen basınca en kısa sürede ulaşılır.



Li-ion Pil

Tek dolu şarjda 60 dakikaya kadar kullanım sağlar. Uzun süreler boyunca batarya değişimine gerek duyulmaz.



Duvar Askı Aparatı

Kliniklerde ve ambulanslarda standart olarak gelen duvar askı aparatı sayesinde sabit kullanım sağlanır.



LED Şarj Göstergesi

Led şarj göstergesi sayesinde batarya doluluk oranı 5 kademeyle sürekli takip edilebilir.



Aksesuar Kutusu

Aksesuar kutusu, tüm sarf malzemelerin cihazla birlikte taşınmasını ve kullanılmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	SA01PB	SA02PB
Hava Debisi (Maks.)	20 LPM ± 10	30 LPM ± 10
Gürültü Düzeyi	<50 dB	<60 dB
Ağırlık	4 kg	4.5 kg
Batarya süresi	90 dk	60 dk
Vakum (Maks.)	-650 ± 5 mmHg	
Güç Tüketimi	30W	60W
Motor Tipi	Yağsız Piston Tip	
Batarya Tipi	Li-ion	
Voltaj	12 VDC	
Kavanoz Kapasitesi	1 lt	
Cihaz Koli Ölçüleri	40x20x33 cm	
Brüt Ağırlık	5 kg	6 kg
Garanti Süresi	2 Yıl	
Stok Kodu	PB01B000	PB02B000