



- Opsiyonel sensör
- Opsiyonel 3. kavanoz

# LIFETIME SA01HT



Ürün Sayfası

Cerrahi operasyonlar sırasında, hastalarda operasyon yapılan alanlarda biriken sıvının tahliye edilmesini sağlar.

- LED Elektronik Kullanıcı Paneli**  
Tek panel üzerinde tüm ayarların elektronik olarak yapılmasını sağlar.
- Elektronik Kavanoz Değişirme**  
Özel tasarımı ile elektronik olarak bir kavanozdan diğer kavanoza geçiş çok daha kolay sağlar.
- Otomatik Kapama Vanası**  
Kavanoz dolduğunda cihaz otomatik olarak kendisini kapatarak oluşabilecek sıvı taşmalarını önler.
- Elektronik Ayak Pedali**  
Operasyon süresince cihaza dokunmayı gerektirmez, daha konforlu bir kullanım sağlar.
- Otoklavlanabilir Kavanoz**  
121 derecede otoklavlanabilir Polycarbon kavanozları sayesinde defalarca hijyenik kullanım imkanı sağlar.
- Düşük Ses Seviyesi**  
42 dB ile rakipler içerisinde en düşük ses seviyesi sunan cihazlardan biri olma özelliğine sahiptir.

## Teknik Özellikler

Motor	Yağsız Piston Tipi
Voltaj	230 VAC ± %10 , 50 Hz
Maksimum Hava Debisi	60lt/dk ±%10
Maksimum Vakum	-700 mmHg ±%5
Güç Tüketimi	Maks. 500W
Vakum Ayarı	Var
Toplama Kavanozu	2x (2-3-5 lt)
Emniyet Şamandırası	Var
Hidrofobik Filtre	Var
Standart	ISO 10079 – 1 / CE
Cihaz Ölçüleri	38x30x34 cm
Cihaz Ağırlığı	11 kg
Cihaz Koli Ölçüleri	44x38x40 cm
Cihaz Brüt Ağırlık	13 kg
Stand Koli Ölçüleri	50x48x72 cm
Stand Ağırlığı	12 kg
Stand Brüt Ağırlık	13 kg
Stok Kodu	HT01B000
Garanti Süresi	2 yıl