



LIFETIME SA01PT



Ürün Sayfası

Yetişkin ve çocuklarda vücut sıvıları, oral, nazal ve trakeal aspirasyonlar için kullanılan, taşınabilir suction ünitesidir.



Kompakt Dizayn

Ergonomik tasarımı sayesinde kullanım ve saklama kolaylığı sağlar.



Ayar Düğmesi

Hassas ayar düğmesi ile istenilen basınca en kısa sürede ulaşılır.



Otoklavlanabilir Kavanoz

121 derecede otoklavlanabilir polikarbon kavanozları sayesinde defalarca hijyenik kullanım imkanı sağlar.



Yağsız Pistonlu Pompa

Özel motoru bakım gerektirmez ve uzun yıllar boyunca kullanıma imkan sağlar.

Teknik Özellikler

Motor	Yağsız Piston Tipi
Voltaj	230 VAC \pm %10 , 50 Hz
Maksimum Hava Debisi	12 lt / min \pm %10
Maksimum Vakum	-550 mmHg \pm %5
Güç Tüketimi	0,60 A
Vakum Ayarı	Var
Toplama Kavanozu	1-2 lt
Emniyet Şamandırası	Var
Hidrofobik Filtre	Var
Standart	ISO 10079 – 1 / CE
Cihaz Ölçüleri	20x15x25 cm
Cihaz Ağırlığı	2,5 kg
Cihaz Koli Ölçüleri	34x16x28 cm
Cihaz Brüt Ağırlık	2,8 kg
Stok Kodu	PT01B000
Garanti Süresi	2 yıl