



- Opsiyonel start
- Opsiyonel kavanoz
- Opsiyonel pedal

LIFETIME SA02PT/SA03PT



Ürün Sayfası

Cerrahi operasyonlar sırasında, hastalarda operasyon yapılan alanlarda biriken sıvının tahliye edilmesinde kullanılır.

- Kolay Kullanım**
Tek tuşla açma ve hassas ayar düğmesi ile kısa sürede kullanıma hazır hale gelir.
- Klinik Kullanımına Uygun**
Evde kullanımın dışında yüksek çekim gücü sayesinde kliniklerde de kullanıma uygundur.
- Ayar Düğmesi**
Hassas ayar düğmesi ile istenilen basınca en kısa sürede ulaşılır.
- Ergonomik Tasarım**
Kompakt tasarımı ve kulpu özelliğiyle evde ve kliniklerde taşıma kolaylığı sağlar.

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	SA02PT	SA03PT
Motor		Yağsız Piston Tip
Voltaj	230 VAC \pm %10 , 50 Hz/60Hz	
Maks. Vakum	-640 mmHg \pm %5	
Maks. Hava Debisi	15 lt/dk \pm %10	30 lt/dk \pm %10
Vakum Ayarı		Var
Toplama Kavanozu	1-2 lt	2x (1-2-3-5 lt)
Vakum Girişi	Tek	Çift
Emniyet Şamandırası		Var
Hidrofobik Filtre		Var
Standart	ISO 10079 – 1 / CE	
Cihaz Ölçüleri	29x17x25 cm	
Cihaz Ağırlığı	4.2 kg	6.3 kg
Garanti Süresi	2 Yıl	
Stok Kodu	PT02B000	PT03B000