



# LIFETIME SA03PB/SA04PB



Ürün Sayfası

Ambulanslar, acil servisler, muayene salonları, yataklı hasta servisleri, poliklinik ve evde bakım uygulamalarında kullanım için idealdir.

- Dijital Ekran**  
Eşsiz dijital ekranı sayesinde çekim gücü basıncı 7 kademe olarak ayarlanabilir.
- Ayar Düğmesi**  
Hassas ayar düğmesi ile istenilen basınca en kısa sürede ulaşılır.
- Li-ion Pil**  
Tek dolu şarjda 60 dakikaya kadar kullanım sağlar. Uzun süreler boyunca batarya değişimine gerek duyulmaz.
- Duvar Askı Aparatı**  
Kliniklerde ve ambulanslarda standart olarak gelen duvar askı aparatı sayesinde sabit kullanım sağlanır.
- LED Şarj Göstergesi**  
Led şarj göstergesi sayesinde batarya doluluk oranı 5 kademe sürekli takip edilebilir.
- Aksesuar Kutusu**  
Aksesuar kutusu, tüm sarf malzemelerin cihazla birlikte taşınmasını ve kullanılmasını sağlar.

## Teknik Özellikler

Ürün Modeli	SA03PB	SA04PB
Hava Debisi (Maks.)	20 LPM ± 10	30 LPM ± 10
Gürültü Düzeyi	<50 dB	<60 dB
Ağırlık	4 kg	4.5 kg
Batarya süresi	90 dk	60 dk
Vakum (Maks.)		-650 ± 5 mmHg
Güç Tüketimi	30W	60W
Motor Tipi		Yağsız Piston Tip
Batarya Tipi		Li-ion
Voltaj		12 VDC
Kavanoz Kapasitesi		1 lt
Cihaz Koli Ölçüleri		40x20x33 cm
Brüt Ağırlık	5 kg	6 kg
Garanti Süresi		2 Yıl
Stok Kodu	PB03B000	PB04B000