



Opsiyonel start

NEB TIME UN300A



Ürün Sayfası

Sıvıların ve solüsyon formundaki ilaçların buharlaştırılarak hasta tedavisinde kullanılmasını sağlar.



Hafiflik

Diğer ultrasonik nebulizatörler arasında sadece 1,2 KG ağırlığı ile bir adım öndedir.



Ses Seviyesi

Nebtime UN300A piyasadaki en düşük ses seviyesine sahip cihazdır.



Evde/Opsiyonel Hastanede Kullanım

Hastane personelleri de düşünülerek tasarlanan Nebtime UN300A hastane için de konforlu bir kullanım sunar.



Pürüzsüz Tasarım

Elmaslar Tıbbi Cihazlar ergonomik tasarım anlayışını tüm ürünlerinde sergileyerek birçok tasarım ödülü almıştır.

Teknik Özellikler

Voltaj	230 VAC±%10, 50 Hz/60Hz
Güç	50W
Osilatör Frekansı	1,68 MHz ±%5
Partikül Büyüklüğü	0,5 – 6 µm
Nebulizasyon Kapasitesi	0-5 ml/dk ±%10
Hazne Kapasitesi	300 ml
Cihaz Ağırlığı	1,2 kg
Brüt Ağırlık	1,5 kg
Çalışma Sıcaklığı	10°C ~ 40°C
Depolama Sıcaklığı	10°C ~ 40°C
Güç Tüketimi	50W
Çalışma Tipi	Devamlı
Cihaz Ölçüleri	27x23x21 cm
Cihaz Koli Ölçüleri	64x62x23 cm
Stok Kodu	UN02B000
Garanti Süresi	2 Yıl
Gürültü Düzeyi	< 40 dB
İlaç Kabı Kapasitesi	70 ml
Maksimum İlaç Kapasitesi	30 ml