



NEBTIME UN600A



Ürün Sayfası

Sıvıların ve solüsyon formundaki ilaçların buharlaştırılarak hasta tedavisinde kullanılmasını sağlar.



Dijital Ekran

LCD ekranı sayesinde, aerosol, hava akışı, ısıtıcı ve zamanlayıcı gibi 4 ana tedavi ayarı kolaylıkla yapılır.



Besleme Şişesi

1 litre kapasiteli kavanozu sayesinde tedavinin süresini uzatarak, daha etkin bir kullanım sağlar.



Otoklavlanabilir Hortum

121 santigrat dereceye dayanan otoklavlanabilir hortum sayesinde daha steril bir kullanım sağlar.



Hastanede Kullanım

Hastane personelleri düşünülerek tasarlanan Nebtime UN600A hastanede konforlu bir kullanım sunar.



Pürüzsüz Tasarım

Elmaslar Tıbbi Cihazlar ergonomik tasarım anlayışını tüm ürünlerinde sergileyerek birçok tasarım ödülü almıştır.

Teknik Özellikler

Voltaj	230 VAC±%10, 50 Hz/60Hz
Güç	40 W - 70 W
Osilatör Frekansı	1,68 MHz ±%5
Partikül Büyüklüğü	0,5 – 6 µm
Nebulizasyon Kapasitesi	0-5 ml/dk ±%10
Hazne Kapasitesi	650 ml
Cihaz Ağırlığı	2,75 kg
Brüt Ağırlık	11 kg
Maksimum Aerosol Sıcaklığı	38°C (Isıtıcı devrede)
Çalışma Sıcaklığı	10°C ~ 40°C
Depolama Sıcaklığı	10°C ~ 40°C
Güç Tüketimi	70W
Çalışma Tipi	Devamlı
Cihaz Ölçüleri	27x23x21 cm
Cihaz Koli Ölçüleri	64x62x23 cm
Stok Kodu	UN01B000
Garanti Süresi	2 Yıl
Gürültü Düzeyi	< 40 dB
İlaç Kabı Kapasitesi	70 ml
Maksimum İlaç Kapasitesi	30 ml