



## YUWELL 7E/D



Ürün Sayfası

Ambulanslar, acil servisler, muayene salonları, yataklı hasta servisleri, poliklinik ve evde bakım uygulamalarında kullanım için idealdir.

- ✓ Ergonomik yapısı ile her ortamda kullanım imkanı sunar.
- ✓ Yüksek vakum gücüyle her hasta grubu için uygundur.
- ✓ Bataryalı olması nedeni ile mobil kullanıma uygundur.
- ✓ Elektriğin olmadığı durumlarda bataryası sayesinde 30 dk. vakum yapılabilir.
- ✓ Çakmak adaptörü sayesinde araçlarda da kullanılabilir.

### Teknik Özellikler

Motor	Yağsız Piston Tipi
Voltaj	AC 220/230 - DC 12 V / 50/60 HZ
Maksimum Vakum	-750 mm Hg % 10
Maksimum Hava Debisi	15 LPM % 10
Gürültü Düzeyi	65 < dB
Kavanoz Hacmi	1 lt
Ağırlık	6.5 kg
Ölçüler	280x196x285 mm
Çalışma Aralığı	5°C ~ 40°C