


 Opsiyonel stant

NEBTIME CN03


Ürün Sayfası

Bu kompakt cihaz, doktor tavsiyesi ile verilen ilacı verimli bir şekilde hastaya vermek için dizayn edilmiştir.



Yüksek Çıkış Basıncı

Yüksek basınç ihtiyacı duyan hastalar için çıkış basıncı ayarlanabilir basınç imkanı sağlar.



Aynı Anda 3 Hastaya İlaç Aktarımı

İhtiyaç duyulması halinde, özel tasarlanmış aparatı ile 1 cihaz, 3 hasta için basınç kaybı olmadan kullanılabilir.



Düşük Maliyet

1 cihaz 3 hasta kullanımına imkan sağladığı için, hasta başı cihaz maliyeti düşüktür.

Teknik Özellikler

Voltaj	230 VAC $\pm$ %10, 50 Hz
Güç	100W
İlaç Kapasitesi	5 ml
Partikül Büyüklüğü	0,5 – 10 μ m
MMAD	4 μ m
Gürültü Düzeyi	< 60 dB
Maksimum İlaç Kapasitesi	13 ml (cc)
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0,5 ml / dak
Kompresör Basınç Aralığı	30-36 PSI
Kullanım Basınç Aralığı	8-36 PSI
Litre Akış Aralığı	30 LPM $\pm$ 10%
Kullanım Sıcaklığı Aralığı	10°C ~ 40°C
Kullanım Nem Aralığı	10 ~ 90 % RH
Garanti Süresi	2 Yıl
Cihaz Ağırlığı	4.9 kg
Cihaz Ölçüleri	29x17x25 cm