



- Opsiyonel sensör
- Opsiyonel 3. kavanoz

# LIFETIME SA01HT



Ürün Sayfası

Cerrahi operasyonlar sırasında, hastalarda operasyon yapılan alanlarda biriken sıvının tahliye edilmesini sağlar.



## LED Elektronik Kullanıcı Paneli

Tek panel üzerinde tüm ayarların elektronik olarak yapılmasını sağlar.



## Elektronik Kavanoz Değişirme

Özel tasarımı ile elektronik olarak bir kavanozdan diğer kavanoza geçiş çok daha kolay sağlanır.



## Otomatik Kapama Vanası

Kavanoz dolduğunda cihazda bulunan şamandıra sistemi vakum hattını tıkararak oluşabilecek sıvı taşmalarını önler.



## Elektronik Ayak Pedali

Operasyon süresince cihaza dokunmayı gerektirmez, daha konforlu bir kullanım sağlar.



## Otoklavlanabilir Kavanoz

121 derecede otoklavlanabilir Polykarbon kavanozları sayesinde defalarca hijyenik kullanım imkanı sağlar.



## Düşük Ses Seviyesi

Düşük ses seviyesi sunan cihazlardan biri olma özelliğine sahiptir.



## Korozyona Karşı Koruma

Cihaz standı korozyona karşı antistatik boya ile koruma altına alınmıştır.

## Teknik Özellikler

|                      |                           |                   |
|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Maksimum Hava Debisi | 60lt/dk $\pm$ %10         | 90lt/dk $\pm$ %10 |
| Güç Tüketimi         | 340W                      | 500W              |
| Cihaz Ağırlığı       | 12 kg                     | 15 kg             |
| Maksimum Vakum       | -700 mmHg $\pm$ %10       |                   |
| Motor                | Yağsız Piston Tipi        |                   |
| Voltaj               | 230 VAC $\pm$ %10 , 50 Hz |                   |
| Standart             | ISO 10079 – 1 / CE        |                   |
| Cihaz Ölçüleri       | 40x30x38 cm               |                   |
| Stand Ağırlığı       | 9 kg                      |                   |
| Stand Ölçüleri       | 60x65x66 cm               |                   |
| Vakum Ayarı          |                           | Var               |
| Toplama Kavanozu     | 2x (2-3-5 lt)             |                   |
| Emniyet Şamandırası  |                           | Var               |
| Hidrofobik Filtre    |                           | Var               |
| Garanti Süresi       |                           | 2 yıl             |